

WbおよびElisa用Anti-Pif4ウサギポリクローナル抗体 - Q8W2F3

商品番号: CM0019368

前書き

シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana) の転写因子PIF4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。フィトクロムシグナル伝達、光および温度ストレス応答、植物のサーモモルフォジェネシス（熱形態形成）の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIF4 Rabbit pAb
備考/別名	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; phytochrome interacting factor 4; SRL2; PIF4
種	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
GeneID (ヒト)	818903
GeneID	818903
免疫原	合成ペプチド シロイヌナズナPIF4 (NP_565991.2) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (Arabidopsis thaliana)
SWISS	Q8W2F3
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋