

Fc用抗ブタCD27モノクローナル抗体 - L7Qhb1

商品番号: CM0011819

前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ブタCD27モノクローナル抗体。共刺激性免疫チェックポイント受容体であるブタCD27抗原を認識します。T細胞、NK細胞、B細胞の研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ブタCD27 mAb
種	ブタ
GeneID（ヒト）	939
GeneID	100520023
免疫原	ブタCD27のアミノ酸20～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001265692.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ブタ
SWISS	L7QHB1
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ