

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pigm ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9H3S5

商品番号: CM0024267

前書き

ヒトPIGMを標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。約49 kDaのバンドを検出します。GPIアンカー生合成に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIGM ウサギ pAb
備考/別名	GPI-MT-I; PIGM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	93183
GeneID	93183
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPIGM (NP_660150.1) のアミノ酸35-96に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3S5
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ