

抗Pigoポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q8Teq8

商品番号: CM0019959

前書き

ヒトPIGOに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスとの交差反応性を有します。GPIアンカー生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIGO ウサギpAb
備考/別名	HPMRS2; PIGO
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84720
GeneID	84720
免疫原	合成ペプチド ヒトPIGOのアミノ酸950-1050の配列に対応する合成ペプチド (NP_116023.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q8TEQ8
タンパク質重量	119kDa
配送	アイスバッグ