

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Pigp ウサギポリクローナル抗体 - P57054

商品番号: CM0012902

前書き

ヒトPIGP（GPIアンカー生合成の鍵酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。GPI生合成および神経発達障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIGP ウサギ pAb
備考/別名	DCRC; DSRC; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51227
遺伝子ID	51227
免疫原	ヒトPIGP (NP_710148.1) のアミノ酸25-158に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P57054
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ