

Wb、Elisa用 Anti-Pigq ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brb3

商品番号: CM0020925

前書き

PIGQ

ウサギポリクローナル抗体は、WB、ELISAで検証済みで、ヒト、マウスと反応します。GPIアンカー生合成に必須のGPI-GnT複合体のサブユニットであるPIGQを標的とします。GPI経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	PIGQ ウサギ pAb
備考/別名	GPII; DEE77; EIEE77; MCAHS4; GPIBD19; c407A10.1; PIGQ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9091
GeneID	9091
免疫原	ヒトPIGQ (NP_683721.1) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BRB3
タンパク質分子量	84kDa
輸送	保冷バッグ