


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pigr ウサギ ポリクローナル抗体 - P01833

商品番号: CM0029065



前書き

ヒトPIGRに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。粘膜免疫およびIgA/IgMトランスサイトosis研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PIGR ウサギ pAb
備考/別名	PIGR
種	ヒト
遺伝子ID	5284
免疫原	ヒトPIGR (NP_002635.2) のアミノ酸460-600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01833
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ