

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Piguウサギポリクローナル抗体 - Q9H490

商品番号: CM0019001



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのPIGUウサギポリクローナル抗体（Q9H490）。ER内のGPIアンカートランスアミダーゼ構成因子であるヒト、マウス、ラットPIGUを検出します。GPI生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIGU Rabbit pAb
備考／別名	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	128869
遺伝子ID	128869
免疫原	合成ペプチド ヒトPIGU（NP_536724.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H490
タンパク質分子量	50kDa
配送	保冷バッグ