

Anti-Pigx Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tbf5

商品番号: CM0020836

前書き

ヒト PIGX (PIG-X)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。GPIアンカー生合成の研究、マンノシルトランスフェラーゼI複合体の安定化サブユニットとして適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIGX Rabbit pAb
備考/別名	PIG-X; PIGX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54965
GeneID	54965
免疫原	ヒト PIGX (NP_060331.3) のアミノ酸80-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8TBF5
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック