


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Pik3C2A

ウサギポリクローナル抗体 - O00443

商品番号: CM0018803



前書き

ヒトPIK3C2A (PI3K-C2α)

に対するウサギポリクローナル抗体で、約191 kDaのタンパク質を認識します。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。PI 3Kシグナル伝達、インスリン分泌、細胞内輸送の研究に適しています。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	PIK3C2A ウサギ pAb
備考/別名	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5286
GeneID	5286
免疫原	ヒトPIK3C2A (NP_002636.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00443
タンパク質分子量	191kDa
輸送	保冷バッグ