

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pik3Caポリクローナル抗体 - P42336

商品番号: CM0013294



前書き

PIK3CAウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットのPIK3CA（PI3Kα触媒サブユニット）を標的とするポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。がん研究およびPI3K/AKTシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3CAウサギpAb
備考/別名	MCM; CCM4; CWS5; MCAP; PI3K; CLAPO; CLOVE; MCMTTC; PI3K-alpha; p110-alpha; PIK3CA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5290
遺伝子ID	5290
免疫原	ヒトPIK3CA (NP_006209.2) のアミノ酸401～600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42336
タンパク質分子量	124kDa
輸送	保冷バッグ