

Ihc-P、Elisa用抗Pik3Cgポリクローナル抗体 - P48736

商品番号: CM0026139



前書き

ヒトPIK3CG（PI3K γ 触媒サブユニット）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAでの使用が検証済みです。免疫細胞シグナル伝達、炎症、心機能の研究に最適で、PI3K経路研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3CG ウサギ pAb
別名	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5294
免疫原	ヒトPIK3CG（NP_002640.2）のアミノ酸201～330番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P48736
タンパク質分子量	126kDa
発送方法	氷袋