

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pik3Cgポリクローナル抗体 - P48736

商品番号: CM0029775



前書き

PIK3CG (PI3Kガンマ) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫原は組換えタンパク質です。PI3Kシグナル伝達および免疫細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3CG ウサギ pAb
備考・別名	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5294
遺伝子ID	5294
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48736
タンパク質分子量	126kDa
発送	保冷剤