

Wb、Elisa用抗Pik3Ip1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Fe7

商品番号: CM0022501

前書き

肝臓PI3Kシグナル伝達の負の制御因子であるヒトPIK3IP1 (HGFL)を標的とする高特異性ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、PI3K経路研究やアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3IP1 ウサギpAb
別名	HGFL; TrIP; hHGFL(S); PIK3IP1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	113791
GeneID	113791
免疫原	ヒトPIK3IP1 (NP_443112.2)のアミノ酸24～160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96FE7
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	氷袋梱包