

Wb用抗Pik3R3/P55Pikモノクローナル抗体 - Q92569

商品番号: CM0012253

前書き

PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA) を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット (WB)、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達およびPI3K経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3R3/p55PIK ウサギモノクローナル抗体 (mAb)
備考/別名	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8503
遺伝子ID	8503
免疫原	ヒトPIK3R3/p55PIK (Q92569) のアミノ酸362～461番領域の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q92569
タンパク質分子量	54kDa
配送方法	氷袋梱包