

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pik3R3/P55Pik ウサギポリクローナル抗体 - Q92569

商品番号: CM0022102

前書き

ヒトPIK3R3/p55PIKに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの内因性p55PIKを検出します。PI3Kシグナル伝達およびインスリン経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3R3/p55PIK ウサギ pAb
備考/別名	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8503
GeneID	8503
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92569
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ