

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pik3R3/P55Pikウサギポリクローナル抗体 - Q92569

商品番号: CM0018875

前書き

ヒトPIK3R3/p55PIKを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスのPIK3R3を認識します。インスリンおよびがん経路におけるPI3Kシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PIK3R3/p55PIK ウサギpAb
備考／別名	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8503
遺伝子ID	8503
免疫原	ヒトPIK3R3/p55PIKのアミノ酸300～388に相当する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92569
タンパク質分子量	54 kDa
輸送	保冷バッグ