

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Pik3R4/Vps15 モノクローナル抗体 - Q99570

商品番号: CM0011517



前書き

ヒトPIK3R4/VPS15 (p150)

特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適し、マウスとの交差反応性あり。オートファジーおよびエンドサイトーシス研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIK3R4/VPS15 ウサギ mAb
備考/別名	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30849
免疫原	合成ペプチド; ヒトPIK3R4/VPS15 (Q99570)のアミノ酸1259-1358に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99570
タンパク質分子量	153kDa
発送	保冷バッグ