

Wb、Elisa用 抗Pikfyve ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2I7

商品番号: CM0025162



前書き

ヒトPIKFYVE（唯一のPI(3,5)P2合成酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAで検証済み。エンドソームダイナミクス、リソソーム輸送、SARS-CoV-2侵入研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PIKFYVE ウサギ pAb
備考/別名	CFD; FABI; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
種	ヒト
遺伝子ID	200576
免疫原	ヒトPIKFYVE (NP_055855.2) のアミノ酸269-545に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2I7
タンパク質分子量	237kDa
発送	保冷バッグ