


Anti-Pilra Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ukj1

商品番号: CM0022506



前書き

ヒトPILRAを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。免疫調節、単純ヘルペスウイルスの侵入、およびペア受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PILRA Rabbit pAb
備考/エイリアス	FDF03; PILRA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29992
GeneID	29992
免疫原	ヒトPILRA (NP_840056.1) のアミノ酸20-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UKJ1
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋