

WbおよびElisa用Anti-Pim1ポリクローナル抗体 - P11309

商品番号: CM0017805



前書き

ヒトPIM1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ラットと交差反応します。PIM1は、細胞の生存と増殖に重要な原発がん遺伝子性キナーゼです。がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIM1 Rabbit pAb
備考/別名	PIM; PIM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5292
GeneID	5292
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPIM1 (NP_002639.1) のアミノ酸1-313に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P11309
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ