

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pim1ウサギモノクローナル抗体 - P11309

商品番号: CM0002886



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのPIM1ウサギモノクローナル抗体。細胞生存と増殖に関与するプロトオンコジーンであるヒト、マウス、ラットのPIM1キナーゼを検出し、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIM1 ウサギ mAb
備考/別名	PIM; PIM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5292
遺伝子ID	5292
免疫原	ヒトPIM1 (P11309) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11309
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ