

Anti-Pim1ウサギポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - P11309

商品番号: CM0020573



前書き

ヒトPIM1キナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内因性PIM1を検出します。がんおよび細胞シグナル伝達の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	PIM1 Rabbit pAb
備考/別名	PIM1; PIM; serine/threonine-protein kinase pim-1
種	ヒト
遺伝子ID	5292
免疫原	ヒトPIM1 (NP_002639.1) のアミノ酸213-313領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11309
タンパク質分子量	35kDa/45kDa
配送	アイスバッグ