


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Pim1 ウサギポリクローナル抗体 - P11309

商品番号: CM0016734



前書き

ヒトのプロトオンコジーンセリン/スレオニンキナーゼであるPIM1（36 kDa）を標的とします。組換え免疫原（アミノ酸1-313）。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。交差反応性：ヒト、マウス、ラット。腫瘍学および細胞シグナル伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIM1 ウサギ pAb
備考/別名	PIM; PIM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5292
免疫原	ヒトPIM1 (NP_001230115.1) のアミノ酸1-313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11309
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ