


Wb、Ip、Elisa用抗Pim2ウサギモノクローナル抗体 - Q9P1W9

商品番号: CM0007397



前書き

ヒトPIM2セリン/スレオニンプロテインキナーゼを標的とするウサギモノクローナル抗体。PIM2は細胞の生存と増殖を調節するがん原遺伝子です。WB、IP、ELISAに適しています。約34 kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIM2ウサギmAb
備考/別名	PIM2; セリン/スレオニンプロテインキナーゼpim-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11040
GeneID	11040
免疫原	合成ペプチド ヒトPIM2 (Q9P1W9) のアミノ酸200~300内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P1W9
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ