


Wb、Elisa用抗Pim2ウサギポリクローナル抗体 - Q9P1W9

商品番号: CM0019841



前書き

細胞の生存と増殖に関与するセリン／スレオニンキナーゼであるヒトPIM2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性があり、WBおよびELISAに適しています。分子量：約34 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIM2 ウサギ pAb
備考／別名	PIM2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11040
遺伝子ID	11040
免疫原	合成ペプチド ヒトPIM2 (NP_006866.2) のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P1W9
タンパク質分子量	34 kDa
輸送	保冷剤