

WbおよびElisa用 Anti-Pim3 ウサギポリクローナル抗体 - Q86V86

商品番号: CM0023431

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのPIM3
ウサギポリクローナル抗体。ヒトPIM3 (pim-3)
を標的とし、これはアポトーシスと腫瘍形成に関与する36
kDaのセリン/スレオニンキナーゼプロトオンコジーン
です。SWISS Q86V86。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIM3 ウサギ pAb
備考/別名	pim-3; PIM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	415116
遺伝子ID	415116
免疫原	ヒトPIM3 (NP_001001852.2) のアミノ酸247-326に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86V86
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ