

Pimreg抗ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9BsJ6

商品番号: CM0021137

前書き

PIMREGウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAで検証済みで、マウスとラットと交差反応性を示します。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いた有糸分裂調節、染色体分離、細胞周期進行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIMREG ウサギpAb
備考/別名	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54478
GeneID	54478
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPIMREG (NP_001182157.1) のアミノ酸1〜100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9BSJ6
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤