


WbおよびElisa用Anti-Pin1ポリクローナル抗体 - Q9C6B8

商品番号: CM0024045



前書き

シロイヌナズナ (*Arabidopsis thaliana*) のWBおよびELISAで検証済みのAnti-PIN1ポリクローナル抗体。オーキシン輸送担体成分1 (PIN1、67 kDa) を認識し、オーキシン輸送および発生の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIN1 Rabbit pAb
備考/別名	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
種	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
GeneID	843693
免疫原	シロイヌナズナPIN1 (NP_177500.1) のアミノ酸391-480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	シロイヌナズナ (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
SWISS	Q9C6B8
タンパク質分子量	67kDa
配送	アイスバッグ