


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pin1ポリクローナル抗体 - Q13526

商品番号: CM0013303



前書き

ヒトPin1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPin1を検出。細胞周期制御、イソメラーゼ活性、シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pin1 Rabbit pAb
備考/別名	DOD; UBL5; Pin1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5300
遺伝子ID	5300
免疫原	ヒトPin1 (NP_006212.1) のアミノ酸1-163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13526
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ