


Anti-Pin1.ウサギポリクローナル抗体 - Q13526

商品番号: CM0023884



前書き

ヒトPin1（ペプチジルプロリル シス-トランス
イソメラーゼ NIMA-interacting

1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。
細胞周期研究およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pin1 Rabbit pAb
備考/別名	DOD; UBL5; Pin1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5300
遺伝子ID	5300
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPin1 (NP_006212.1) のアミノ酸1-163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q13526
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ