

Anti-Pin4 (Par14/Par17) ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Y237

商品番号: CM0023889



前書き

ヒトPIN4（Par14/Par17）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。リボソーム生合成およびDNA結合研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PIN4 ウサギpAb
別名	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
対象種	ヒト
遺伝子ID	5303
免疫原	ヒトPIN4（NP_006214.2）のアミノ酸26～156番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y237
タンパク質分子量	14kDa
輸送方法	氷袋