


ウエスタンブロッティング、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Pink1

ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxm7

商品番号: CM0030224



前書き

ヒトPINK1キナーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロッティング、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。ミトファジー、ミトコンドリア品質管理、パーキンソン病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PINK1 ウサギ pAb
備考/別名	BRPK; PARK6; PINK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65018
免疫原	ヒトPINK1 (NP_115785.1) のアミノ酸282-581に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXM7
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ