

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pip4K2A ウサギ ポリクローナル抗体 - P48426

商品番号: CM0027094



前書き

ヒトPIP4K2Aに対するウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ホスホイノシチドシグナル伝達とオートファジーに関与するキナーゼ、ホスファチジルイノシトール5-リン酸4-キナーゼタイプ2αを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIP4K2A ウサギ pAb
備考/別名	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alpha; PIP4K2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5305
GeneID	5305
免疫原	ヒトPIP4K2A (NP_005019.2) のアミノ酸120-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48426
タンパク質分子量	46kDa
輸送	氷袋