


ウエスタンブロット用 Anti-Pist/Gopc モノクローナル抗体 - Q9Hd26

商品番号: CM0003275



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のAnti-PIST/GOPCモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。PIST/GOPCタンパク質（Q9HD26）を標的とします。細胞内輸送および分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIST/GOPC ウサギ mAb
備考/別名	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57120
遺伝子ID	57120
免疫原	ヒトPIST/GOPC (Q9HD26) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HD26
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ