


Wb、Elisa用 抗Pist/Gopc ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hd26

商品番号: CM0029764



前書き

ヒトGOPC（PIST/CAL/FIG）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーション用です。ヒト、マウス、ラットサンプルで51kDaバンドを検出します。細胞内トラフィッキングおよび受容体分解研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PIST/GOPC ウサギ pAb
備考/別名	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dJ94G16.2; PIST/GOPC
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57120
GeneID	57120
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPIST/PIST/GOPC（NP_001017408.1）のアミノ酸195-454に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HD26
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ