

Anti-Pitpna Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q00169

商品番号: CM0013938



前書き

ヒトPITPNAを標的とするアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。PITPNAは、PI/PC膜輸送およびシグナル伝達において重要な脂質転送タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PITPNA Rabbit pAb
備考/別名	PITPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PITPNA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5306
免疫原	ヒトPITPNA (NP_006215.1) のアミノ酸211-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00169
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋