

Wb、Elisa用 抗Pitpnm1 ポリクローナル抗体 - O00562

商品番号: CM0016929



前書き

ヒトPITPNM1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。PITPNM1は膜輸送とシグナル伝達に必須のホスファチジルイノシトール転送タンパク質です。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PITPNM1 ウサギ pAb
備考/別名	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9600
GeneID	9600
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトPITPNM1 (NP_004901.2) のアミノ酸110-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00562
タンパク質分子量	135kDa
発送	氷袋