


抗Pitrm1モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q5Jrx3

商品番号: CM0006914



前書き

PITRM1ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ペプチド分解と神経変性に関与するミトコンドリアプレ配列プロテアーゼ（約117 kDa）である、ヒトおよびマウスPITRM1と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PITRM1 ウサギmAb
別名	MPI; PreP; SCAR30; PITRM1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10531
GeneID	10531
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5JRX3
タンパク質分子量	117kDa
輸送方法	保冷剤