


抗Pitrm1ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q5Jrx3

商品番号: CM0030366



前書き

ヒトPITRM1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPITRM1を検出可能。ミトコンドリアペプチド分解および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	PITRM1 ウサギpAb
備考/別名	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10531
遺伝子ID	10531
免疫原	ヒトPITRM1のアミノ酸758-1037に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055704.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5JRX3
タンパク質重量	117kDa
配送	アイスパック