


抗Pitx2 (Pituitary Homeobox

2) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q99697

商品番号: CM0006876



前書き

ヒトPITX2転写因子に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。発生生物学、左右非対称性、疾患変異研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Pituitary homeobox 2 (PITX2) ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	RS, RGS, ARP1, Brx1, IDG2, IGDS, IHG2, PTX2, RIEG, ASGD4, IGDS2, IRID2, Otlx2, RIEG1, Pituitary homeobox 2 (PITX2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5308
GeneID	5308
免疫原	合成ペプチド ヒトPituitary homeobox 2 (PITX2) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド (NP_700475.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99697
タンパク質重量	35kDa
配送	アイスバッグ