


Anti-Pitx2 (Pituitary Homeobox 2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99697

商品番号: CM0018941



前書き

ヒトPITX2 (Q99697)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。筋形成、左右非対称性、およびPeters異常の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pituitary homeobox 2 (PITX2) Rabbit pAb
備考/別名	RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; Pituitary homeobox 2 (PITX2)
種	ヒト
GeneID	5308
免疫原	ヒトPITX2 (NP_000316.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99697
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋