

## Anti-Pitx3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O75364

商品番号: CM0003167

### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証されたPITX3ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ドパミン作動性ニューロンの発生および水晶体分化の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | PITX3 Rabbit mAb                                    |
| 備考/別名       | ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3      |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 5309                                                |
| GeneID      | 5309                                                |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトPITX3 (O75364) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | O75364                                              |
| タンパク質分子量    | 32kDa                                               |
| 配送          | アイスバッグ                                              |