

Anti-Piwil1 モノクローナル抗体 - Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応 - Q96J94

商品番号: CM0011057



前書き

ヒトPIWIL1 (HIWI、MIWI) に対するウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。生殖細胞およびトランスポゾンサイレンシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

属性	詳細
製品名	PIWIL1 ウサギmAb
備考／別名	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9271
免疫原	合成ペプチド ヒトPIWIL1 (Q96J94) のアミノ酸700～800領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96J94
タンパク質分子量	99kDa
発送方法	保冷剤