


Anti-Piwil1 ポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q9Jmb7

商品番号: CM0019447



前書き

PIWIL1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。piRNA経路および生殖細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIWIL1 Rabbit pAb
備考/別名	MIWI; PIWIL1
種	マウス
GeneID (ヒト)	9271
GeneID	57749
免疫原	マウスPIWIL1 (NP_067286.1) のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9JMB7
タンパク質分子量	99kDa
配送	氷袋