

WbおよびElisa用 抗Piwil2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tc59

商品番号: CM0025190



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証済みのウサギ抗PIWIL2ポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性あり。piRNA経路、精子形成、生殖系列完全性の研究に最適。UniProt Q8TC59。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PIWIL2 ウサギ pAb
備考/別名	CT80; HILI; mili; PIWIL1L; PIWIL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55124
GeneID	55124
免疫原	ヒトPIWIL2 (Q8TC59) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8TC59
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ