

Wb、Elisa用 Anti-Pjvk ウサギモノクローナル抗体 - Q0Zlh3

商品番号: CM0007220

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-PJVKウサギモノクローナル抗体。ヒトpejvakin（DFNB59）を標的とし、騒音誘発性損傷に対する聴覚保護に必須のペルオキシソーム関連タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PJVK ウサギ mAb
備考/別名	DFNB59; PJVK
種	ヒト
GeneID	494513
免疫原	ヒトPJVK（NP_001036167.1）のアミノ酸290-352に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q0ZLH3
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ