

Wb、Elisa用Anti-Pjvkラビットモノクローナル抗体 - Q0Zlh3

商品番号: CM0007198

前書き

WBおよびELISA用に検証済みのAnti-PJVKラビットモノクローナル抗体。ヒトpejvakin（40 kDa）を認識します。これは、音響性損傷から聴覚毛細胞を保護するペルオキシソームタンパク質です。難聴研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PJVK Rabbit mAb
備考/別名	DFNB59; PJVK
種	ヒト
GeneID (human)	494513
GeneID	494513
免疫原	ヒトPJVK (NP_001036167.1) のアミノ酸290-352に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q0ZLH3
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスパック