


抗Pka C-Alpha (Prkaca) モノクローナル抗体 (Kd検証済み) For Wb, Elisa - P17612

商品番号: CM0007608



前書き

マウスモノクローナル抗PKA C-alpha (PRKACA) 抗体、KD検証済み、WB/ELISA用。ヒト、マウス、ラットに交差反応性有り。41kDaのcAMP依存性キナーゼ触媒サブユニットを認識。IVDアッセイ開発および研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KD検証済み] PKA C-alpha (PRKACA) マウス mAb
備考/別名	CAFD1; PKACA; PPNAD4; [KD検証済み] PKA C-alpha (PRKACA)
種	ヒト
GeneID	5566
免疫原	ヒトPKA C-alpha (PRKACA)の組換えタンパク質
宿主	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17612
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷剤付き