


抗Pka C-Alpha (Prkaca) モノクローナル抗体 (Kd検証済)

Wb、If/Icc、Elisa用 - P17612

商品番号: CM0002385



前書き

PKA C-

alpha (PRKACA) を標的とするKD検証済マウスモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。WB、IF/ICC、ELISAならびにcAMP依存性キナーゼシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] PKA C-alpha (PRKACA) マウスmAb
備考/別名	CAFD1; PKACA; PPNAD4; A)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5566
遺伝子ID	5566
免疫原	ヒト由来組換え[KD検証済] PKA C-alpha (PRKACA)タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17612
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷剤